


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd30 Pour Cytométrie En Flux - P28908

Numéro d'article: CM0009893



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant le CD30 humain (TNFRSF8, Ki-1). Reconnaît le domaine extracellulaire (aa 19-379). Pour la détection par cytométrie en flux des cellules CD30+. Réactivité : humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD30 mAb
Remarques/Alias	CD30 ; Ki-1 ; D1S166E
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	943
ID de gène	943
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-379 du CD30 humain (NP_001234.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28908
Poids moléculaire	14kDa/50kDa/63kDa
Expédition	Sac de glace