

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd300A Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - Q9Ugn4

Numéro d'article: CM0008107



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD300a humain (CMRF35H, IRp60), validé pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur inhibiteur sur les cellules NK, les lymphocytes T et les mastocytes. UniProt : Q9UGN4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD300a conjugué
Remarques/Alias	IRC1 ; IRC2 ; CLM-8 ; IRp60 ; IGSF12 ; CMRF35H ; CMRF-35H ; CMRF35-H ; CMRF35H9 ; CMRF35-H9 ; IRC1/IRC2 ; CMRF-35-H9
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	11314
Identifiant du gène	11314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-178 du CD300a humain (NP_009192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UGN4
Poids moléculaire de la protéine	33kDa/20kDa/12kDa/16.5kDa
Expédition	Sac de glace