


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd300A/C Humain Pour Cytométrie En Flux - Q9Ugn4/Q08708

Numéro d'article: CM0009989



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant CD300a/c humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude des récepteurs inhibiteurs immunitaires sur les cellules NK, les cellules T et d'autres leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD300 a/c humain de lapin
Remarques/Alias	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Espèce	Humaine
ID du gène	11314/10871 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-178 de CD300a humain (NP_009192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace