


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd300C Pour If/Icc, Fc - Q08708

Numéro d'article: CM0011872



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD300c conjugué à l', validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Il détecte CD300c, un récepteur immunitaire de membrane cellulaire exprimé sur les monocytes, les neutrophiles et les sous-ensembles de lymphocytes. Pour échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD300c
Remarques / Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10871
GenelD	10871
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-183 de la protéine CD300C humaine (NP_006669.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q08708
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac isotherme