


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd300C Pour If/Icc, Fc - Q08708

Numéro d'article: CM0006062



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le CD300c humain (molécule de type CMRF35 6), conjugué à l'. Convient pour l'IF/ICC et la FC. Poids moléculaire de la cible : 25 kDa. Réagit avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD300c mAb
Remarques/Alias	LIR; CLM-6; CMRF35; IGSF16; CMRF-35; CMRF35A; CMRF-35A; CMRF35A1; CMRF35-A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10871
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-183 du CD300C humain (NP_006669.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q08708
Poids de la Protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace