


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd300C Conjugué Pour If/Icc, Fc - Q08708

Numéro d'article: CM0004932



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le CD300c humain (molécule de type CMRF35 6). Validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Réagit avec l'humain. Convient pour la recherche sur les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD300c conjugué
Remarques/Alias	LIR ; CLM-6 ; CMRF35 ; IGSF16 ; CMRF-35 ; CMRF35A ; CMRF-35A ; CMRF35A1 ; CMRF35-A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10871
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-183 du CD300C humain (NP_006669.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q08708
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace