


Lapin Anti-Humain Cd300F/Irem-1 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q8Tdq1

Numéro d'article: CM0008719



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD300F/IREM-1 conjugué à l'pour cytométrie en flux. Cible un récepteur inhibiteur sur les cellules myéloïdes ; impliqué dans l'efferocytose et la régulation immunitaire. Validé sur l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD300F/IREM-1 mAb
Remarques/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; molécule de type CMRF35 1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	146722
GeneID	146722
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-156 du CD300F/IREM-1 humain (NP_620587.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ1
Poids de la protéine	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace