


Lapin Anti-Humain Cd300F/Irem-1 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q8Tdq1

Numéro d'article: CM0005706



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'prêt à l'emploi, ciblant le CD300F/IREM-1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour détecter le récepteur inhibiteur sur les cellules myéloïdes, étudier l'efferocytose et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD300F/IREM-1 mAb
Remarques/Alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; molécule de type CMRF35 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	146722
GeneID	146722
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-156 du CD300F/IREM-1 humain (NP_620587.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ1
Poids Protéique	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace