


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd300F/Irem-1 Pour Cytométrie En Flux - Q8Tdq1

Numéro d'article: CM0011478



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine humaine CD300F/IREM-1 (molécule 1 de type CMRF35), validé pour la cytométrie en flux. Ce récepteur inhibiteur régule la fonction des cellules myéloïdes, l'efférocytose et les réponses allergiques. Idéal pour les études de profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD300F/IREM-1
Remarques / alias	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	146722
GenelD	146722
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-156 de CD300F/IREM-1 humain (NP_620587.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ1
Poids de la protéine	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace