


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd300F/Irem-1 Humain Pour La Cytométrie En Flux - Q8Tdq1

Numéro d'article: CM0005934



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD300F/IREM-1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur inhibiteur sur les cellules myéloïdes, impliqué dans la régulation immunitaire et l'efferocytose. Convient pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD300F/IREM-1 humain
Remarques/Alias	CD300LF ; CD300f ; CLM-1 ; CLM1 ; IREM-1 ; IREM1 ; IgSF13 ; LMIR3 ; NKIR ; Molécule de type CMRF35 1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	146722
Identifiant du gène	146722
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-156 du CD300F/IREM-1 humain (NP_620587.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ1
Poids moléculaire protéique	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace