

Lapin Anti-Humain Cd301/Clec10A Mab Pour Fc - Q8Iun9

Numéro d'article: CM0004391



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD301/CLEC10A humain pour la cytométrie en flux. Reconnaît un récepteur de lectine de type C sur les CPA qui se lie aux glycans terminés par GalNAc, pertinent pour la recherche en immunologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD301/CLEC10A mAb
Remarques/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10462
GeneID	10462
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IUN9
Poids moléculaire de la protéine	28kDa/32kDa/35kDa
Expédition	Sac de glace