

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd301/Clec10A Humain Conjugué À L'abflo 488 Pour La Fc - Q8Iun9

Numéro d'article: CM0004411



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ABflo 488 ciblant le CD301/CLEC10A humain pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur de type lectine C impliqué dans la reconnaissance du GalNAc, la modulation immunitaire et la présentation d'antigènes sur les cellules myéloïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-CD301/CLEC10A humain
Remarques/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10462
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 61-316 du CD301/CLEC10A humain (NP_878910.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IUN9
Poids de la protéine	28 kDa/32 kDa/35 kDa
Expédition	Sac de glace