

Lapin Anti-Humain Cd303/Bdca-2 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q8Wtt0

Numéro d'article: CM0007776



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD303/BDCA-2 humain (CLEC4C), validé pour la cytométrie en flux. Cible le marqueur des cellules dendritiques plasmacytoïdes. Convient pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD303/BDCA-2 mAb
Remarques/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; membre C de la famille des domaines de lectine de type C
Espèce	humain
GeneID (humain)	170482
GeneID	170482
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WTT0
Poids de la protéine	21kDa/25kDa
Expédition	Sac de glace