

Lapin Anti-Humain Cd303/Bdca-2 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q8Wtt0

Numéro d'article: CM0012287



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indirect dirigé contre le CD303/BDCA-2 (CLEC4C) humain pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD303 humain. Convient pour l'identification des cellules dendritiques plasmacytoïdes dans les applications de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD303/BDCA-2 mAb
Remarques/Alias	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; famille de domaine de lectine de type C membre 4 C
Espèce	humain
ID de Gène	170482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-213 du CD303/BDCA-2 humain (NP_569708.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8WTT0
Poids Protéique	21kDa/25kDa
Expédition	Sac de glace