

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd303/Bdca-2 Pour La Cytométrie En Flux - Q8Wtt0

Numéro d'article: CM0011860



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD303/BDCA-2 humain (CLEC4C). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'immunophénotypage des cellules dendritiques plasmacytoïdes. SWISS : Q8WTT0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD303/BDCA-2
Remarques/Alias	CLEC4C ; BDCA2 ; CD303 ; CLECSF11 ; CLECSF7 ; DLEC ; HECL ; PRO34150 ; Membre C de la famille 4 du domaine lectine de type C
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	170482
Identifiant du gène	170482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-213 du CD303/BDCA-2 humain (NP_569708.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WTT0
Poids moléculaire de la protéine	21kDa/25kDa
Expédition	Sac de glace