

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd303/Bdca-2 Pour Cytométrie En Flux - Q8Wtt0

Numéro d'article: CM0008854



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD303/BDCA-2 humain, conjugué à I', validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude des cellules dendritiques plasmacytoïdes et des mécanismes de présentation antigénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD303/BDCA-2
Remarques / Alias	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	170482
GenelD	170482
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45 à 213 du CD303/BDCA-2 humain (NP_569708.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WTT0
Poids de la protéine	21kDa/25kDa
Expédition	Sac isotherme