


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd304/Neuropilin-1 Pour Cytométrie En Flux - O14786

Numéro d'article: CM0009792



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant le CD304/Neuropilin-1 humain (SWISS O14786) pour cytométrie en flux. Validé avec un immunogène recombinant englobant le domaine extracellulaire. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse, le neurodéveloppement et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain CD304/Neuropilin-1
Remarques/Alias	NP1; NRP; BDCA4; CD304; VEGF165R
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8829
GeneID	8829
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-644 du CD304/Neuropilin-1 humain (NP_003864.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14786
Poids moléculaire	68kDa/71kDa/103kDa
Expédition	Sac de glace