

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd305/Lair1 Humain Pour Fc - Q6Gtx8

Numéro d'article: CM0006117



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD305/LAIR1 humain pour la cytométrie en flux (FC).
Spécifique de LAIR1 humain, exprimé sur les cellules NK, T et B, les monocytes et les cellules dendritiques. Idéal pour l'analyse des récepteurs des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD305/LAIR1 humain
Remarques/alias	LAIR1 ; CD305 ; LAIR-1 ; récepteur 1 associé aux leucocytes, de type immunoglobuline
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	3903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-163 de CD305/LAIR1 humain (NP_002278.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q6GTX8
Poids de la protéine	23 kDa/29 kDa/31 kDa
Expédition	Sac de glace