

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd305/Lair1 Humain - Q6Gtx8

Numéro d'article: CM0012268



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre CD305/LAIR1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur inhibiteur sur les cellules NK, T et B, contribuant à la recherche en immunologie et en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD305/LAIR1 humain
Remarques/Alias	LAIR1 ; CD305 ; LAIR-1 ; récepteur 1 de type immunoglobuline associé aux leucocytes
Espèce	Humaine
ID du gène	3903
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-163 de CD305/LAIR1 humain (NP_002278.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q6GTx8
Poids de la protéine	23 kDa/29 kDa/31 kDa
Expédition	Avec sac de glace