

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd305/Lair1 Humain Pour Cytométrie En Flux - Q6Gtx8

Numéro d'article: CM0004480



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'indirigé contre le CD305/LAIR1 humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît un récepteur inhibiteur sur les cellules NK, les cellules T et les cellules B ; convient aux études immunologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD305/LAIR1 humain
Remarques/Alias	LAIR1 ; CD305 ; LAIR-1 ; récepteur 1 de type immunoglobuline associé aux leucocytes
Espèce	Humain
ID de gène	3903 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-163 du CD305/LAIR1 humain (NP_002278.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6GTX8
Poids de la protéine	23kDa/29kDa/31kDa
Expédition	Sac de glace