

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd307A/Fcrl1 Pour Fc - Q96La6

Numéro d'article: CM0010267

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine CD307a/FCRL1 humaine (protéine de type récepteur Fc 1). Validé pour la cytométrie en flux sur échantillons humains, il supporte l'analyse des sous-ensembles de lymphocytes B et la recherche en immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD307a/FCRL1
Remarques / Alias	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	115350
Identifiant du gène	115350
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-303 de la protéine CD307a/FCRL1 humaine (NP_443170.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96LA6
Poids de la protéine	47 kDa / 40 kDa / 22 kDa
Expédition	Sac de glace