

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd307A/Fcrl1 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q96La6

Numéro d'article: CM0005122

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD307a/FCRL1 humain (FCRH1, IRTA5, CD307a). Validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de l'activation des cellules B et des voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD307a/FCRL1 conjugué
Remarques/Alias	FCRH1 ; IFGP1 ; IRTA5 ; CD307a
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	115350
Identifiant du gène	115350
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96LA6
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa / 40 kDa / 22 kDa
Expédition	Sac de glace