

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd307A/Fcrl1 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q96La6

Numéro d'article: CM0004265

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD307a/FCRL1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour les études de signalisation du récepteur des cellules B, l'immunophénotypage et les applications de recherche sur les cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD307a/FCRL1
Remarques/Alias	FCRH1 ; IFGP1 ; IRTA5 ; CD307a
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	115350
Identifiant du gène	115350
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-303 du CD307a/FCRL1 humain (NP_443170.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96LA6
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa / 40 kDa / 22 kDa
Expédition	Sac de glace