

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd307B (Fcrl2) Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q96La5

Numéro d'article: CM0004347

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD307b humain (FCRL2) pour la cytométrie en flux. Validé sur échantillons humains. Le CD307b pourrait réguler le développement des lymphocytes B et est exprimé préférentiellement dans les lymphocytes B mémoire.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD307b conjugué
Remarques/Alias	FCRH2, IFGP4, IRTA4, SPAP1, CD307b, SPAP1A, SPAP1B, SPAP1C
Espèce	Humain
Identifiant du gène	79368
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-395 du CD307b humain (NP_110391.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96LA5
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace