

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd307B Pour Fc - Q96La5

Numéro d'article: CM0005869

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué dirigé contre le CD307b humain (FCRL2/IRTA4). Validé pour la cytométrie en flux, convient pour la recherche sur le développement des cellules B et les cellules B mémoire.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD307b
Remarques/Alias	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	79368
GenelD	79368
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-395 du CD307b humain (NP_110391.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96LA5
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace