

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd307B Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q96La5

Numéro d'article: CM0005863

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué ciblant le CD307b humain (FCRL2) pour la cytométrie en flux. Validé pour la réactivité croisée humaine, poids protéique de 56 kDa, immunogène recombinant. Idéal pour la recherche en immunologie des lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD307b
Remarques/Alias	FCRH2 ; IFGP4 ; IRTA4 ; SPAP1 ; CD307b ; SPAP1A ; SPAP1B ; SPAP1C
Espèce	Humain
GenID	79368
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-395 du CD307b humain (NP_110391.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96LA5
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace