


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd314 Humain Pour La Cytométrie En Flux - P26718

Numéro d'article: CM0010636



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD314 humain (NKG2D), validé pour la cytométrie en flux. Permet la détection directe de l'expression du récepteur activateur des cellules NK dans les études immunologiques et oncologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD314 humain
Remarques/alias	KLR ; CD314 ; NKG2D ; NKG2-D ; D12S2489E
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	22914
ID du gène	22914
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P26718
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace