


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd314 (Nkg2D) Pour Fc - P26718

Numéro d'article: CM0008716



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD314 (NKG2D) humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études d'immunosurveillance et la recherche sur l'activation des cellules NK/T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-humain CD314
Remarques / Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	22914
ID du gène	22914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-216 du CD314 humain (NP_031386.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26718
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sachet de glace