

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd317/Bst2 Pour Fc - Q10589

Numéro d'article: CM0009447



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD317/BST2 (Tetherin/HM1.24) conjugué à , validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible un facteur de restriction antivirale de 20 kDa ; adapté à la recherche sur l'immunité innée et la bourgeonnement viral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD317/BST2
Remarques/Alias	CD317 ; HM1.24 ; TETHERIN
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	684
Identifiant du gène	684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-160 du CD317/BST2 humain (NP_004326.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q10589
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace