

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd317/Bst2 Pour La Cytométrie En Flux - Q10589

Numéro d'article: CM0008602



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD317/BST2 humain (Tetherin). Conçu pour les applications de cytométrie en flux. Utile pour étudier les mécanismes de restriction virale, le développement des lymphocytes B et le myélome multiple.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain CD317/BST2
Remarques/Alias	CD317 ; HM1.24 ; TETHERIN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	684
GeneID	684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-160 du CD317/BST2 humain (NP_004326.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q10589
Poids protéique	18kDa/19kDa
Expédition	Sac de glace