

Lapin Anti-Humain Cd317/Bst2 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q10589

Numéro d'article: CM0012269



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD317/BST2 (Tetherin) humain, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'étude de la restriction antivirale et de la signalisation immunitaire dans des échantillons humains. 18-19 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD317/BST2 mAb
Remarques/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	684
ID de gène	684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-160 du CD317/BST2 humain (NP_004326.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q10589
Poids moléculaire	18kDa/19kDa
Expédition	Sac de glace