

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd317/Bst2 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q10589

Numéro d'article: CM0010677



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le CD317/BST2 humain (téthérine), un facteur de restriction du bourgeonnement viral et un marqueur du myélome multiple. Pour l'immunophénotypage par cytométrie en flux et la recherche antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD317/BST2 conjugué
Remarques/Alias	CD317 ; HM1.24 ; TÉTHÉRINE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	684
GeneID	684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-160 du CD317/BST2 humain (NP_004326.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q10589
Poids moléculaire de la protéine	18kDa/19kDa
Livraison	Sac de glace