

Mab Lapin Anti-Humain Cd31/Pecam1 Pour Cf - P16284

Numéro d'article: CM0008784



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD31/PECAM1 humain pour des applications en cytométrie en flux (CF). Validé sur des échantillons humains, il reconnaît une protéine de 83 kDa. Idéal pour les études sur les leucocytes et les cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-humain CD31/PECAM1
Remarques / Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5175
GeneID	5175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-601 du CD31 humain (NP_000433.4).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16284
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace