

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd31/Pecam1 Humain Pour Cytométrie En Flux - P16284

Numéro d'article: CM0010940



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD31/PECAM1 humain, conjugué au fluorophore , pour l'analyse par cytométrie en flux des cellules endothéliales, des plaquettes et des leucocytes. Validé pour la cytométrie en flux (FC), réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD31/PECAM1 humain
Remarques/Alias	CD31 ; PECA1 ; GPIIA' ; PECAM-1 ; endoCAM ; CD31/EndoCAM
Espèce	Humain
GenelD	5175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-601 de CD31/PECAM1 humain (NP_000433.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16284
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace