

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd326/Epcam Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P16422

Numéro d'article: CM0005021



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le CD326/EPCAM humain, validé pour la cytométrie en flux. Détecte la molécule d'adhésion des cellules épithéliales pour des applications en recherche sur le cancer et les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD326/EPCAM conjugué
Remarques/Alias	ESA ; KSA ; M4S1 ; MK-1 ; DIAR5 ; EGP-2 ; EGP40 ; KS1/4 ; MIC18 ; TROP1 ; BerEp4 ; EGP314 ; HNPCC8 ; LYNCH8 ; MOC-31 ; Ber-Ep4 ; TACSTD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4072
GeneID	4072
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-265 du CD326/EPCAM humain (NP_002345.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16422
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace