

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd326/Epcam Humain Pour If/Icc Et Fc - P16422

Numéro d'article: CM0005562



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant la protéine CD326/EpCAM humaine, validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Idéal pour la recherche sur la molécule d'adhésion cellulaire épithéliale dans les études sur le cancer et les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD326/EPCAM humain
Remarques/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4072
GeneID	4072
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-265 de la CD326/EPCAM humaine (NP_002345.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16422
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace