

Mab De Lapin Anti-Cd33 Humaine Pour Fc - P20138

Numéro d'article: CM0009162



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD33 humain (Siglec-3, p67) destiné à la cytométrie en flux. Détecte un antigène de surface myéloïde d'environ 40 kDa. Adapté aux échantillons humains. À usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD33 humaine
Remarques / Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Espèce cible	Humaine
ID du gène (humain)	945
ID du gène	945
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P20138
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace