

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd33 Humain Pour Cytométrie En Flux (Fc) - P20138

Numéro d'article: CM0011234



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD33 humain (Siglec-3), validé pour la cytométrie en flux (FC) sur échantillons humains. Idéal pour l'analyse des cellules myélomonocytaires et microgliales ; SWISS : P20138.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD33 humain
Remarques/Alias	p67 ; SIGLEC3 ; SIGLEC-3
Espèce	Humain
GeneID	945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-259 du CD33 humain (NP_001763.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20138
Poids moléculaire protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace