

Lapin Anti-Humain Cd33 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P20138

Numéro d'article: CM0011611



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD33 pour cytométrie en flux, réactif avec le CD33 humain. Convient pour la détection de l'antigène de surface des cellules myéloïdes CD33, une lectine liant l'acide sialique impliquée dans la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD33 mAb
Remarques/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	945
GeneID	945
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-259 du CD33 humain (NP_001763.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20138
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace