

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd33 Humain Pour Cytométrie En Flux - P20138

Numéro d'article: CM0004807



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD33 humain (Siglec-3, gp67). Reconnaît le domaine extracellulaire. Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules myéloïdes et de la microglie. Usage réservé à la recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD33 humain
Remarques / Alias	CD33; SIGLEC-3; SIGLEC3; p67; molécule CD33
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	945
Identifiant du gène	945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-259 du CD33 humain (NP_001763.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20138
Poids de la protéine	25 kDa / 33 kDa / 39 kDa
Expédition	Sac de glace