

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd335/Nkp46 - 076036

Numéro d'article: CM0005405



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain CD335/NKp46 pour la détection par immunofluorescence et cytométrie en flux du récepteur déclencheur de cytotoxicité naturelle 1 sur les cellules NK. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Humain CD335/NKp46
Remarques/Alias	NCR1 ; CD335 ; LY94 ; NK-p46 ; NKP46 ; récepteur déclencheur de cytotoxicité naturelle 1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9437
GeneID	9437
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-254 du CD335/NKp46 humain (NP_004820.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	076036
Poids protéique	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace