

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd335/Nkp46 Pour Fc - O76036

Numéro d'article: CM0012537



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le CD335/NKp46 humain, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur déclencheur de cytotoxicité naturelle 1 sur les cellules NK. Usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD335/NKp46
Remarques/Alias	LY94 ; CD335 ; NKp46 ; NK-p46
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9437
Identifiant du gène	9437
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-254 du CD335/NKp46 humain (NP_004820.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O76036
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa/22 kDa/23 kDa/32 kDa/34 kDa
Expédition	Sac de glace