

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd335/Nkp46 Pour If/Icc Et Fc - O76036

Numéro d'article: CM0009028



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre CD335/NKp46 (NCR1) humain. Adapté pour l'IF/ICC et la cytométrie en flux pour la détection des cellules NK. Validé sur échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain CD335/NKp46 mAb
Remarques/Alias	NCR1 ; CD335 ; LY94 ; NK-p46 ; NKP46 ; récepteur 1 de déclenchement de la cytotoxicité naturelle
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9437
GeneID	9437
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-254 de CD335/NKp46 humain (NP_004820.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O76036
Poids de la protéine	21 kDa/22 kDa/23 kDa/32 kDa/34 kDa
Expédition	Sac de glace