

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd335/Nkp46 Conjugué Pour If/Icc, Fc - O76036

Numéro d'article: CM0010427



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le CD335/NKp46 humain (NCR1), validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les cellules tueuses naturelles et l'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD335/NKp46 conjugué
Remarques/Alias	NCR1, CD335, LY94, NK-p46, NKP46, récepteur déclencheur de cytotoxicité naturelle 1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9437
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 22-254 du CD335/NKp46 humain (NP_004820.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O76036
Poids moléculaire de la protéine	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa (isoformes multiples)
Expédition	Sac de glace