

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd336/Nk-P44 Pour Fc - O95944

Numéro d'article: CM0010171



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à contre le CD336/NK-p44 humain (NCR2). Validé pour la cytométrie en flux (FC) des cellules tueuses naturelles activées ; 31 kDa. Idéal pour la recherche en immunologie des tumeurs et sur les cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD336/NK-p44
Remarques/Alias	LY95 ; CD336 ; NKP44 ; NK-p44 ; dJ149M18.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9436
GeneID	9436
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-190 du CD336/NK-p44 humain (NP_004819.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95944
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace