


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd337/Nkp30 Pour Cytométrie En Flux - O14931

Numéro d'article: CM0009679



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD337/NKp30 humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de la cytotoxicité médiée par les cellules NK et de la maturation des cellules dendritiques dans la recherche en immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-humain CD337/NKp30
Remarques / Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	259197
GeneID	259197
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 de la protéine CD337/NKp30 humaine (NP_667341.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14931
Poids de la protéine	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Expédition	Sac de glace