

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd337/Nkp30 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - O14931

Numéro d'article: CM0011089



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant le CD337/NKp30 humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur les cellules NK, l'immunologie des tumeurs et les études de cytotoxicité des cellules NK. Réagit avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD337/NKp30 mAb
Remarques/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	259197
GeneID	259197
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 du CD337/NKp30 humain (NP_667341.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O14931
Poids Protéique	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Expédition	Sac de glace