

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd337/Nkp30 Pour La Cytométrie En Flux - O14931

Numéro d'article: CM0004132



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD337/NKp30 humain (NCR3) pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier la cytotoxicité des cellules NK, l'immunologie des tumeurs et la maturation des cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD337/NKp30
Remarques/Alias	1C7 ; MALS ; CD337 ; LY117 ; NKp30
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	259197
GeneID	259197
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 du CD337/NKp30 humain (NP_667341.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14931
Poids moléculaire de la protéine	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Expédition	Sac de glace