

Lapin Anti-Humain Cd337/Nkp30 Anticorps Monoclonal Pour If/Icc Et Fc (Intra) - O14931

Numéro d'article: CM0006067



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD337/NKp30 conjugué à I', validé pour IF/ICC et cytométrie en flux intracellulaire. Cible le récepteur 3 de déclenchement de la cytotoxicité naturelle (NCR3) exprimé sur les cellules NK ; réactif humain, O14931.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD337/NKp30 mAb
Remarques/Alias	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; récepteur 3 de déclenchement de la cytotoxicité naturelle
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	259197
GeneID	259197
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-135 du CD337/NKp30 humain (NP_667341.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14931
Poids de la protéine	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Expédition	Sac de glace