

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd34 Humain Pour Cytométrie En Flux - P28906

Numéro d'article: CM0009091

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD34 humain (P28906) pour la cytométrie en flux. Détecte les cellules progénitrices hématopoïétiques et les cellules endothéliales. Convient aux applications de cytométrie en flux dans le cadre de recherches en hématopoïèse. Réserve à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD34 humain
Remarques/Alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	947
ID du gène	947
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170 à 290 du CD34 humain (NP_001020280.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P28906
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa/41 kDa
Expédition	Poche de glace